



**Date d'application**  
15/02/2022

INSTITUT CLAUDIUS REGAUD  
Laboratoire de Biologie Médicale  
Oncologique

FORMULAIRE  
LBM-FO-0358- Rév : 003

Page 1/2

## Analyse demandée : INDEX PHI

IUCT-Oncopole – Laboratoire de biologie Médicale Oncologique- **Réception prélèvement 2<sup>ème</sup> étage**  
Secteur Marqueurs tumoraux – Pr Gilles FAVRE – 1, Avenue Irène Joliot Curie – 31059 TOULOUSE cedex 9  
**Téléphone : +33(0)5 31.15.52.01** **Fax : +33(0)5.31.15.52.38**

Les bons de demande en vigueur sont disponibles sur <http://www.iuct-oncopole.fr/le-laboratoire-de-biologie-medicale-oncologique>

### Identité du patient :

Madame  Monsieur

Nom de naissance : .....

Nom d'usage : .....

Prénom : .....

Date de naissance : ..... / ..... / .....

Lieu de naissance : .....

N° dossier (IPP,...): .....

### Prélèvement :

Date : .....Heure : .....

Nom préleveur : .....

### Service demandeur :

Médecin prescripteur : .....

Téléphone (10 chiffres) : .....

Adresse complète et/ou cachet du demandeur : .....

.....

.....

.....

.....

.....

*Cadre réservé au laboratoire :*

*Date réception laboratoire : ...../...../.....*

**Heure de centrifugation :** ..... h.....

**Heure de congélation :** ..... h.....

✓ En réalisant ce prélèvement, je m'engage à avoir lu les consignes du manuel de prélèvement du LBMO sur <http://www.iuct-oncopole.fr/le-laboratoire-de-biologie-medicale-oncologique>.

Je m'engage au règlement de ces actes qui seront facturés aux établissements prescripteurs selon l'instruction n°DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018. Index PHI : code acte K303

✓ Pour calculer l'index PHI sont dosés p2PSA, PSA libre et PSA total (code acte 7320) avec la technique Beckman Hybritech.

Prélèvement : sang total (7 mL) sur 1 grand tube sec (tube jaune).

L'échantillon sanguin devra être prélevé **avant** toute manipulation prostatique.

✓ Les échantillons doivent être **centrifugés et congelés dans les 3 heures suivant le prélèvement**.

Acheminement : T° ambiante (22°C ± 2) si délai d'acheminement au laboratoire < à **2h30** suivant le prélèvement par navette **801** pour le CHU de Toulouse.

*Cadre réservé au laboratoire :*

*Etiquette réception labo*

Traitement de l'échantillon si transmis plus de 2h30 après le prélèvement :

1. Centrifugation de l'échantillon 10 min à 2000g
2. Recueil et décantation du sérum dans un tube ou cryotube (minimum 1 mL)
3. Congélation du sérum à -20°C
4. Sérum acheminé à -20°C

Documents à joindre au prélèvement :

- ✓ Ce bon de demande complété

### ORGANISATION DU DOSAGE DE L'INDEX PHI DANS LE SECTEUR DES MARQUEURS TUMORAUX :

- ✓ une série de dosage par mois
- ✓ horaires d'ouvertures du LBMO : du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00

**ONCOPOLE – PRE ANALYTIQUE – SI PROBLEME CONTACTER LE 55 572**

Plier le bon en suivant les pointillés et insérer cette face visible dans la poche

---

**Modifications par rapport à la version précédente** : Suppression de l'affichage de la cotation de l'acte 7320. Mise à jour des renseignements concernant l'identité. Modification numéro de téléphone en tête.

Rédacteur : Fanny BONNAL, le 14/01/2022

Valideur : Virginie ARMAND LABIT (Biologiste LBMO), le 04/02/2022

Approbateur Qualité : Samuel FORCET (Responsable Qualité du Laboratoire de Biologie Médicale), le 04/02/2022

**ONCOPOLE – PRE ANALYTIQUE – SI PROBLEME CONTACTER LE 55 572**